

KERN OZB-A4206

KERN

Obiettivo supplementare 2 x



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo supplementare

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Peso netto	0,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	2 x
-------------------------	-----

Pittogrammi

STANDARD

