

# KERN OZB-A4207

Antimicótico 0,5 x

# KERN

## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Marca                 | Optics                  |
| Categoría de producto | Instrumento óptico      |
| Grupo de producto     | Objetivo de microscopio |

### Diseño

|             |   |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

### Condiciones medioambientales

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

### Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 55×55×25 mm          |
| Peso neto                        | 0,7 kg               |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,70 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 1,00 kg              |
| Peso de envío                    | 1 kg                 |

### Objetivo

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Objetivo aumento              | 0,5 x  |
| Objetivo distancia de trabajo | 250 mm |