

KERN OZB-A4207

Antifongique 0,5 x

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif pour microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×25 mm
Poids net	0,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d'expédition	1 kg

Objectifs

Objectif magnification	0,5 x
Objectif distance de travail	250 mm

Pictogrammes

STANDARD

