

# KERN OZB-A4207

Anti Fungus 0,5 x

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

## Objektiev

Objectiev vergroting	0,5 x
Objectiev werkende afstand	250 mm

## Pictogrammen

STANDARD

