

# KERN OZB-A4207

Anti Fungos 0,5 x

# KERN

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva de microscópio

## Desenho

Anti fungus	✓
-------------	---

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	55×55×25 mm
Peso líquido	0,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

## Objectiva

Objetivo ampliação	0,5 x
Objetiva distância de trabalho	250 mm