

KERN OZB-A4208

KERN

Anti Fungus 2 x



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Objectiev

Objectiev vergroting	2 x
Objectiev werkende afstand	81 mm

Pictogrammen

STANDARD

