

# KERN OZB-A4209

Vorsatzobjektiv 0,5 x

**KERN**



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Vorsatzobjektiv

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×70×35 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

## Objektiv

Objektiv Vergrößerung	0,5 x
-----------------------	-------

## Piktogramme

STANDARD

