

KERN OZB-A4209

Voorzetobjectief 0,5 x

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Voorzetobjectief

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×70×35 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Objektief

Objectief vergroting	0,5 x
----------------------	-------

Pictogrammen

STANDARD

