

KERN OZB-A45 15

KERN

Double col-de-cygne lumineux pour un éclairage optimal de votre échantillon



Poids d'expédition 3,8 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IF

Homologation

Sigle CE ✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	120×370×250 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	6 W
Température de couleur	5600-6300 K
Col-de-cygne longueur	300 mm

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Poids net	1,74867 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,0 kg