

# KERN OZB-A45 15

# KERN

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione



Peso di spedizione 3,8 kg

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione microscopio
Famiglia di prodotti	OZB-IF

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Design

Dimensioni (L×P×A)	120×370×250 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensità di illuminazione	6 W
Temperatura del colore	5600-6300 K
Collo di cigno lunghezza	300 mm

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×250×250 mm
Peso netto	1,74867 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg