

KERN OZB-A45 15UK

KERN

Iluminación de doble cuello de cisne para una iluminación óptima su muestra



Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	3,8 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Iluminación de microscopio
Familia de productos	OZB-IF

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	120×370×250 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensidad de iluminación	6 W
Temperatura del color	5600-6300 K
Cuello de cisne longitud	300 mm

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×250×250 mm
Peso neto	1,74867 kg
Método de envío	Servicio de paquetes