

# KERN OZB-A45 15UK

# KERN

Double col-de-cygne lumineux pour un éclairage optimal de votre échantillon



Poids d'expédition 3,8 kg

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IF

## Homologation

Sigle CE ✓

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	120×370×250 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	6 W
Température de couleur	5600-6300 K
Col-de-cygne longueur	300 mm

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Poids net	1,74867 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,0 kg