

KERN OZB-A45 15UK

KERN

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione



Peso di spedizione 3,8 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione microscopio
Famiglia di prodotti	OZB-IF

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	120×370×250 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensità di illuminazione	6 W
Temperatura del colore	5600-6300 K
Collo di cigno lunghezza	300 mm

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×250×250 mm
Peso netto	1,74867 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg