

KERN OZB-A45 16

KERN

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe



Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	4,0 kg
Versandgewicht	4 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IF

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	100×200×150 mm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	20W
Farbtemperatur	6400 K
Beleuchtung dimmbar	✓
Schwanenhals-Länge	540 mm

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für	UK
Länder - Optional	US
	CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Nettogewicht	3,64517 kg
Versandart	Paketdienst