

# KERN OZB-A45 16

# KERN

Iluminación de doble cuello de cisne para una iluminación óptima su muestra



Peso neto	3,64517 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envío	4 kg

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Iluminación de microscopio
Familia de productos	OZB-IF

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	100×200×150 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensidad de iluminación	20 W
Temperatura del color	6400 K
Iluminación regulable	✓
Cuello de cisne longitud	540 mm

## Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	AUS UK US CH

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×250×250 mm