

KERN OZB-A45 16

KERN

Double col-de-cygne lumineux pour un éclairage optimal de votre échantillon



Poids net env. 3,8 kg

Poids brut env. 4,0 kg

Poids d'expédition 4 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IF

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	100×200×150 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	20 W
Température de couleur	6400 K
Éclairage à intensité variable	✓
Col-de-cygne longueur	540 mm

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS
	UK
	US
	CH

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Poids net	3,64517 kg
Mode de livraison	Service de colis