

# KERN OZB-A45 16

# KERN

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione



Peso netto ca. 3,8 kg

Peso lordo ca. 4,0 kg

Peso di spedizione 4 kg

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione microscopio
Famiglia di prodotti	OZB-IF

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Design

Dimensioni (L×P×A)	100×200×150 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensità di illuminazione	20 W
Temperatura del colore	6400 K
Illuminazione dimmerabile	✓
Collo di cigno lunghezza	540 mm

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	AUS UK US CH

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×250×250 mm
Peso netto	3,64517 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi