

KERN OZB-A4531

Iluminación de cuello de cisne, 490 mm



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Iluminación de microscopio

Diseño

Beleuchtungsart	Halogen
Cuello de cisne longitud	490 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	280×185×50 mm
Peso neto	0,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

Pictogramas

STANDARD

