

KERN OZB-A453 1

KERN

Illuminazione a collo di cigno, 490 mm



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Illuminazione microscopio

Design

Beleuchtungsart	Halogen
Collo di cigno lunghezza	490 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	280×185×50 mm
Peso netto	0,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Pittogrammi

STANDARD

