

KERN OZB-A453 1

Iluminação pescoço de cisne, 490 mm

KERN



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Iluminação microscópica

Desenho

Beleuchtungsart	Halogen
Pescoço de cisne comprimento	490 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×185×50 mm
Peso líquido	0,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

Pictogramas

STANDARD

