

KERN OZB-A4532

KERN

Doppel-Schwanenhals 490 mm; in Verbindung mit OZB-A4512



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung

Bauform

Beleuchtungsart	Halogen
Schwanenhals-Länge	490 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×185×50 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

Piktogramme

STANDARD

