

# KERN OZB-A4532

**KERN**

Doble cuello de cisne 490 mm; en conjunción con OZB-A4512



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Iluminación de microscopio

## Diseño

Beleuchtungsart	Halogen
Cuello de cisne longitud	490 mm

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	280×185×50 mm
Peso neto	0,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

## Pictogramas

STANDARD

