

KERN OZB-A4532

KERN

Doppio collo di cigno 490 mm; in combinazione con OZB-A4512



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Illuminazione microscopio

Design

Beleuchtungsart	Halogen
Collo di cigno lunghezza	490 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	280×185×50 mm
Peso netto	0,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY