

KERN OZB-A4532

KERN

Pescoço de cisne duplo 490 mm; em conjunto com OZB-A4512



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Iluminação microscópica

Desenho

Beleuchtungsart	Halogen
Pescoço de cisne comprimento	490 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×185×50 mm
Peso líquido	0,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

Pictogramas

STANDARD

