

# KERN OZB-A4571

# KERN

Professionele verlichtingsunits voor een uitstekende, gelijkmatige en krachtige verlichting



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Microscopverlichting
Productfamilie	OZB-IR

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	4W
Kleurtemperatuur	7000-11000 K
Verlichting dimbaar	✓
Ringverlichting diameter	6,1 cm

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS
	UK
	US
	CH

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×200×50 mm
Nettogewicht	0,4037 kg