

# KERN OZB-A4601

Dunkelfeldeinsatz für Stereomikroskope

**KERN**



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Dunkelfeldeinsatz

## Bauform

Material	Metall
----------	--------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	125×125×45 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

## Piktogramme

STANDARD

