

# KERN OZB-A4601

Inserto per campo oscuro per stereomicroscopi

**KERN**



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Uso in campo scuro

## Design

Materiale	metallo
-----------	---------

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	125×125×45 mm
Peso netto	0,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY