

KERN OZB-A4601

Donkerveld-element: voor stereomicroscopen

KERN



Categorie

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Gebruik in het donkere veld |

Ontwerp

| | |
|-----------|--------|
| Materiaal | metaal |
|-----------|--------|

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 125×125×45 mm |
| Nettogewicht | 0,7 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,70 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,00 kg |
| Verzendgewicht | 1 kg |

Pictogrammen

STANDARD

