


# KERN OZB-A4603

Objekt-Klemme für Schmuckmikroskope Kupferblech

**KERN**



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Objektklemme

## Bauform

Material	Metall
----------	--------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	130×45×15 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,3 kg

## Piktogramme

STANDARD

