


# KERN OZB-A4603

**KERN**

Pinza portaobjetos para chapa de cobre de microscopios de joyería



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Pinza para objetos

## Diseño

Material	metal
----------	-------

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	130×45×15 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envío	0,3 kg

## Pictogramas

STANDARD

