


KERN OZB-A4603

KERN

Pince à objet pour tôle de cuivre des microscopes à bijoux



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Pince à objet

Forme de construction

Matériau	métal
----------	-------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	130×45×15 mm
Poids net	0,1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg

Pictogrammes

STANDARD

