


# KERN OZB-A4603

**KERN**

Objectklem voor sieradenmicroscop van koper plaatmateriaal



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Objectklem

## Ontwerp

Materiaal	metaal
-----------	--------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	130×45×15 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

## Pictogrammen

STANDARD

