


KERN OZB-A4603

KERN

Grampo de objeto para microscópios de joias chapa de cobre



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Abraçadeira de objetos

Desenho

Material	metal
----------	-------

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	130×45×15 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envio	0,3 kg

Pictogramas

STANDARD

