


KERN OZB-A4605

KERN

Mesa de objetos mecánica, dimensiones An x Pr 180×155 mm, recorrido: 100x86 mm, (Luz incidente) + (Luz transmitida)



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Mesa de microscopio

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×240×100 mm
Peso neto	1,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg

Pictogramas

STANDARD

