


# KERN OZB-A4605

**KERN**

Tavolino portaoggetti meccanico dimensioni L×P 180×155 mm, percorso: 100x86 mm, (luce riflessa) + (luce passante)



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Tavolo per microscopio

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	260×240×100 mm
Peso netto	1,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

## Pittogrammi

STANDARD

