

# KERN OZB-A464 1

**KERN**

Objetivo auxiliar {=TREESEARCH("self, {=FINDROOT("Importkonfiguration")}, {=FINDROOT("PrintCatalog")}";" 1404";"OZB-A464 1";"objectiveMagnification";"=";true;0;true)}(cannot parse argument #2 ("1404"), Syntax error for function TREESEARCH)



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo auxiliar

## Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	55×55×25 mm
Peso neto	0,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

## Objetivo

Objetivo aumento	0,5 x
------------------	-------

## Pictogramas

STANDARD

