

KERN OZB-A4805

Ständereinsatz Milchglas /Ø 95 mm

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Ständereinsatz |

Bauform

| | |
|----------|-----------|
| Material | Milchglas |
|----------|-----------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 100×100×10 mm |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,30 kg |
| Versandgewicht | 0,3 kg |

Piktogramme

STANDARD

