

# KERN OZB-A48 16

Standaardelement zwart-wit / Ø 59,5 mm

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Inzetstuk voor microscopstandaard

## Ontwerp

Materiaal	kunststoffen
-----------	--------------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×10 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

