

KERN OZB-A5191

Standaardelement zwart-wit / Ø 94,5 mm

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Inzetstuk voor microscopstandaard

Ontwerp

Materiaal	kunststoffen
-----------	--------------

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×10 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

Pictogrammen

STANDARD

