

# KERN OZB-A5201

**KERN**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► PREMIE-Universiele standaards



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UP

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	254×614×515 mm
--------------------	----------------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	680×330×260 mm
Nettogewicht	17,5072 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	19,1 kg

## Pictogrammen

STANDARD

