

KERN OZB-A5203

KERN

Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ► PRIME-Supports universels



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Support pour microscope stéréo
Famille de produits	OZB-UP

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	254×545×515 mm
--------------------	----------------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	680×330×260 mm
Poids net	21,1772 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	22 kg
Poids brut env.	24 kg
Poids d'expédition	22,5 kg

Pictogrammes

STANDARD

