

# KERN OZB-A5203

**KERN**

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ►PRÊMIO-Colunas de suporte universais



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UP

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	254×545×515 mm
-------------------	----------------

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	680×330×260 mm
Peso líquido	21,1772 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	22 kg
Peso bruto aprox.	24 kg
Peso de envio	22,5 kg

## Pictogramas

STANDARD

