

# KERN OZB-A52 1 1

**KERN**

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► PREMIO-Stativi universali



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZB-UP

## Design

Dimensioni (L×P×A)	80×614×515 mm
--------------------	---------------

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	680×330×260 mm
Peso netto	5,8472 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	11,7 kg

## Pittogrammi

STANDARD

