

KERN OZB-A5221

KERN

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► PREMIO-Stativi universali



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZB-UP

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	150×614×515 mm
--------------------	----------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	680×330×260 mm
Peso netto	7,9072 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	11,7 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY