

# KERN OZB-A5221

**KERN**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► PREMIE-Universale standaards



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscopstandaard
Productfamilie	OZB-UP

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	150×614×515 mm
--------------------	----------------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	680×330×260 mm
Nettogewicht	7,9072 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	11,7 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

