


# KERN OZB-A5222

# KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►PREMIUM-Universalständer

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Marke            | Optics                  |
| Produktkategorie | Mikroskop               |
| Produktgruppe    | Stereomikroskop-Ständer |
| Produktfamilie   | OZB-UP                  |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Bauform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 150×553×515 mm |
|---------------------|----------------|

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 680×330×260 mm |
| Nettogewicht                   | 8,3402 kg      |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 9 kg           |
| Bruttogewicht ca.              | 10 kg          |
| Versandgewicht                 | 11,7 kg        |