

# KERN OZB-A5223

# KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►PREMIUM-Universalständer

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Ständer
Produktfamilie	OZB-UP

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	150×545×515 mm
---------------------	----------------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	680×330×260 mm
Nettogewicht	8,7372 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Bruttogewicht ca.	11 kg
Versandgewicht	11,7 kg