

KERN OZB-A5306

KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► Halter



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Halter
Produktfamilie	OZB-H

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	290×210×135 mm
Nettogewicht	1,2708 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	1,6 kg

Piktogramme

STANDARD

