

# KERN OZB-A5601

Objectif achromatique 0,5 x

**KERN**



## Catégorie

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Marque                | Optics                   |
| Catégorie de produits | Instrument optique       |
| Groupe de produit     | Objectif pour microscope |

## Forme de construction

|             |   |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

## Conditions environnementales

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 55×55×25 mm      |
| Poids net                    | 0,5 kg           |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,50 kg          |
| Poids brut env.              | 0,70 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,7 kg           |

## Objectifs

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Qualité des objectifs  | Achromatique |
| Objectif magnification | 0,5 x        |

## Pictogrammes

STANDARD



1 DAY