

KERN OZB-A5601

Achromatisch objectief 0,5 x

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Objectief

Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Objectief vergroting	0,5 x

Pictogrammen

STANDARD

